



orgitan® fast

VOEDINGSSUPPLEMENT MET ZOETSTOFFEN, MET LEVENDE MELKZUURBACTERIËN

NOTIFICATIENUMMER AS 553/105

ORGITAN® FAST is samengesteld uit 4 verschillende melkzuurbacteriën in synergie met Prolac-T. ORGITAN® FAST werkt zeer snel.

Via de gepatenteerde technologie zijn de melkzuurbacteriën van ORGITAN® FAST van een dubbele coating voorzien. De eerste laag houdt de melkzuurbacteriën in goede conditie. De tweede laag beschermt de melkzuurbacteriën tegen maagsap en gal. Door dit pH-afhankelijke coatingsysteem blijven de melkzuurbacteriën in goede conditie en in leven. Prolac-T is een bacteriocine. Bacteriocines zijn eiwitten met bijzondere eigenschappen. Prolac-T is afkomstig van de *Lactobacillus acidophilus* en via een uniek tyndalisatieproces verfijnd afgestemd.

PRESENTATIE

60 kauwtabletten (10 sleeves) CNK 3319-530
6 tabletten (1 sleeve) CNK 3319-548

GEBRUIKSAANWIJZING

ORGITAN® FAST moet oraal ingenomen worden. De kauwtabletten kunnen gekauwd of doorgeslikt worden en hebben een ananassmaak.

2 tabletten per dag gedurende 3 dagen.

Of volgens deskundig advies.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Voedingssupplementen kunnen geen gevarieerde en evenwichtige voeding vervangen, noch een gezonde levensstijl. Vraag raad aan uw arts en/of apotheker.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

ORGITAN® FAST kan tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

INTERACTIES MET VOEDING

Er zijn geen interacties gekend met andere voedingsmiddelen.

BIJWERKINGEN

ORGITAN® FAST wordt in het algemeen zéér goed verdragen. Bij langdurig gebruik werden geen bijwerkingen aangetoond.

HOUDBAARHEID

Zoals vermeld op de verpakking. De houdbaarheidsdatum verwijst naar het ongeopend product, correct bewaard.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de originele verpakking en bij voorkeur niet boven de 25°C. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.

INGREDIENTEN

1 tablet

Levende melkzuurbacteriën

Lactobacillus plantarum	7,1 x 10 ⁸ CFU
Streptococcus thermophilus	4,6 x 10 ⁸ CFU
Bifidobacterium lactis	4,6 x 10 ⁸ CFU
Lactobacillus acidophilus	4,6 x 10 ⁸ CFU

Bacteriocines

340 mg

Prolac-T (tyndalised *L. acidophilus*)

Hulpstoffen:

Zoetstoffen: Isomalt, Sorbitol, Xylitol, Sucralose
Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat
Aroma: Ananas; Antioxydant: Ascorbinezuur

NUTRITIONELE WAARDEN

1 zakje

Lipiden	0 mg
Koolhydraten	2 g
Eiwitten	0 mg
Energetische waarde	5 Kcal
Natrium	0 mg
Ascorbinezuur (Vit. C)	15 mg
Melkzuurbacteriën	2,1 x 10 ⁹ CFU



orgitan® fast

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE AVEC ÉDULCORANTS, AVEC BACTÉRIES LACTIQUES VIVANTES

NUMÉRO DE NOTIFICATION AS 553/105

ORGITAN® FAST est composé de 4 bactéries lactiques vivantes en synergie avec le Prolac T. ORGITAN® FAST agit très vite.

Les bactéries lactiques contenus dans ORGITAN® FAST sont conditionnés grâce à une technologie brevetée de double enrobage. La première couche conserve les bactéries lactiques vivants. La deuxième couche protège les bactéries lactiques du suc gastrique et de la bile. Grâce à ce système de protection, nous garantissons la libération pH-dépendant et la survie des bactéries lactiques. Prolac-T est une bactériocine. Les bactériocines sont des protéines ayant des propriétés particulières. Prolac-T est dérivé du *Lactobacillus acidophilus* et extrait à l'aide d'un procédé unique de tyndalisation.

PRÉSENTATION

60 comprimés à croquer (10 sleeves) CNK 3319-530
6 comprimés à croquer (1 sleeve) CNK 3319-548

POSOLOGIE

ORGITAN® FAST doit être pris par voie orale.

Les comprimés à croquer peuvent être mâchés ou avalés et ont le goût d'ananas.

2 comprimés par jour pendant 3 jours.

Ou tel que recommandé.

Ne pas excéder l'apport journalier recommandé.

Les compléments alimentaires ne peuvent pas se substituer à un régime alimentaire varié et équilibré, ni à un mode de vie sain. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

GROSESSE ET ALLAITEMENT

ORGITAN® FAST peut être consommé pendant la grossesse et pendant l'allaitement.

INTERACTION AVEC L'ALIMENTATION

Il n'y a aucune interaction connue avec d'autres aliments.

EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS

En général, ORGITAN® FAST est très bien supporté. En cas d'usage à long terme, des effets secondaires n'ont pas été constatés.

CONSERVATION

Voir date sur l'emballage. La date d'expiration fait référence au produit non ouvert et correctement conservé.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

DE CONSERVATION

Conserver à sec dans l'emballage d'origine à une température inférieure de préférence à une température inférieure à 25°C. Conserver hors de la portée de jeunes enfants.

INGRÉDIENTS

1 comprimé

Bactéries lactiques vivantes

Lactobacillus plantarum	7,1x 10 ⁸ CFU
Streptococcus thermophilus	4,6x 10 ⁸ CFU
Bifidobacterium lactis	4,6x 10 ⁸ CFU
Lactobacillus acidophilus	4,6x 10 ⁸ CFU

Bactériocines

340 mg

Prolac-T (tyndalised *L. acidophilus*)

Excipients:

Édulcorants: Isomalt, Sorbitol, Xylitol, Sucralose

Antiagglomérant: Stéarate de magnésium

Arôme: Ananas; Antioxydant: Acide ascorbique

VALEURS NUTRITIONNELLES

1 sachet

Lipides	0 mg
Glucides	2 g
Protéines	0 mg
Valeur énergétique	5 Kcal
Natrium	0 mg
Acide ascorbique (Vit. C)	15 mg
Bactéries lactiques	2,1 x 10 ⁹ CFU